

ZVG-Art.-Nr. 30960-18

Vlies-Mundschutz, blau, 3-lagig,

mit Gummibändern

Verp.: 2.500 Stück (50 Boxen a 50 Stück)

Produkt	Medizinische MNS-Gesichtsmaske
Produktbeschreibung	3-lagig, mit Filter(BFE>98%) und elastischen Ohrenbändern, mit eingearbeitetem, formbaren Nasenbügel, für den einmaligen Gebrauch
Bestimmungszweck	Tröpfcheninfektionsprophylaxe, Patientenschutz und eingeschränkter Schutz für den Träger der Maske, Operations-, Pflege und Hygiene-Bereich
EN Spezifikation	CE gemäß MPG - Richtlinie 93/42 EWG - Klasse 1 Produkt EN14683:2019 - Typ IIR
Zertifikate	EU-Konfirmitätserklärung nach Verordnung (EU) 745:2017 CE-Konfirmitätserklärung
Material	Äußere Lage (farbig): Polyprobylen Vlies - hydrophob Mittlere Lage: Polypropylen Meltblown Vlies - BFE >98% Innere LAge (weiß) Polypropylen Vlies - hydrophil Nasenbügel - Draht mit Polyethylenbeschichtung Ohrenbänder - Polyester / Elastan
Gebrauchshinweis	Bei sachgemäßer Anwendung durch qualifizierte Personen unbedenklich
Einschrenkung der Verwendung	Der Anwender ist gehalten, ggf. die Artikeleignung für die vorgesehenen Zwecke in eigener Verantwortung zu prüfen
Allergiehinweis	Latexfrei, glasfaserfrei
Lagerung	Bei Raumtemperatur in eine, trockenen und gut belüfteten Raum lagern
Größen	Standardgröße (B) 17,5 c (H) 9,5 cm
Farbe	Weiß / Blau
Verpackungseinheit (VPE)	50 St. / Spenderbox
Kennzeichnung VPE	Mögliche Hinweise auf VPE beachten
1 Karton	50 VPE=2.500 Stück
1 Euro-Palette	20 Kartons
Ursprungsland	Deutschland

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine Garantierte zusicherung von Produkteigenschaften und begründet kein vertragliches Rechtsverständniss.

ZVG Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG

Zentrale

Urbacher Straße 4+5 • D-53842 Troisdorf Tel.: +49 (0)2241 484-0 • Fax: +49 (0)2241 484-29 info@zvg-troisdorf.de ZVG Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG Niederlassung Süd

Gröninger Weg 7 • D-74379 Ingersheim Tel.: +49 (0)7142 9123-0 • Fax: +49 (0)7142 779131 info@zvg-gmbh.de www.zvg-troisdorf.de Geschäftsführer: Norbert Grundmann Amtsgericht Siegburg HRA 3531 Ust.ld. Nr.: DE 813287792 Steuernr.: 220/5773/0170

Commerzbank AG Troisdorf • BIC: COBADEFF • IBAN: DE38 370 400 440 315 015 800 Postbank Köln • BIC: PBNKDEFF • IBAN: DE72 370 100 500 133 154 506 Deutsche Bank AG Troisdorf • BIC: DEUTDEDK • IBAN: DE97 370 700 600 315 670 000

Allen unseren Leistungen und Lieferungen liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde, nachzulesen unter: www.zvg-troisdorf.de



Anwendungshinweise



1. Vor dem Anlegen der Maske Hände waschen



2. Sicherstellen, dass die farbige Seite der Maske nach außen zeigt



3. Platzieren Sie den Nasenbügel auf Ihrem Nasenrücken



4. Fixieren Sie die Bänder hinter Ihren Ohren



5. Bedecken Sie Mund und Nase komplett und stellen Sie sicher, dass die Maske eng anliegt



6. Pressen Sie den Nasenbügel fest an Ihren Nasenrücken



7. Entfernen Sie die Maske mit sauberen Händen von hinten an den Bändern.



8. Entsorgen Sie die Maske in einem geschlossenen Behälter, ohne die vorderseite dieser zu berühren



9. Korrekt angelegte Maske



10. Die Maske während des Tragens nicht berühren, bei Berührung der Maske Hände waschen



11. Ersetzen Sie die Maske sobald sie zu feucht geworden ist und verwenden Sie diese nicht wieder



ZVG Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG Zentrale

Urbacher Straße 4+5 • D-53842 Troisdorf Tel.: +49 (0)2241 484-0 • Fax: +49 (0)2241 484-29 info@zvg-troisdorf.de ZVG Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG Niederlassung Süd

Gröninger Weg 7 • D-74379 Ingersheim Tel.: +49 (0)7142 9123-0 • Fax: +49 (0)7142 779131 info@zvg-gmbh.de www.zvg-troisdorf.de Geschäftsführer: Norbert Grundmann Amtsgericht Siegburg HRA 3531 Ust.ld. Nr.: DE 813287792 Steuernr.: 220/5773/0170

Commerzbank AG Troisdorf • BIC: COBADEFF • IBAN: DE38 370 400 440 315 015 800 Postbank Köln • BIC: PBNKDEFF • IBAN: DE72 370 100 500 133 154 506 Deutsche Bank AG Troisdorf • BIC: DEUTDEDK • IBAN: DE97 370 700 600 315 670 000

Allen unseren Leistungen und Lieferungen liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde, nachzulesen unter: www.zvg-troisdorf.de