

zetMedica®

# Das Hygiene-Komplettprogramm



über **40** Jahre ZVG

# Wiper Bowl® Safe & Clean

## Spendersystem für Feuchttücher zur Desinfektion und Reinigung – im Standardeinsatz **wiederverwendbar**

### Vorteile:

- Senkung des Desinfektionsmittelverbrauchs – die Anwendungslösung ist abhängig vom verwendeten Desinfektionsmittel **bis zu 4 Wochen (28 Tage)** bzw. **6 Wochen (42 Tage)** verwendbar.
- Senkung des Arbeitsaufwands – je nach Rollengröße sind 60, 100, oder 110 Desinfektionsvorgänge möglich.

Die reißfesten, saugstarken und fusselarmen **Multitex® Wipes** aus dem Spendereimer bieten immer eine gleich gute hygienisch einwandfreie Qualität. Die Abrissperforation ermöglicht die einfache Einzelentnahme.

Befüllen Sie den Spendereimer je nach Bedarf mit einer gebrauchsfertigen Anwendungslösung bzw. Reinigungsflüssigkeit Ihrer Wahl. Durch den wiederverschließbaren Deckel bleiben die getränkten Feuchttücher gegen Austrocknung und äußere Einflüsse wie Schmutz oder Staub geschützt.

### Reinigen und desinfizieren Sie den Eimer vor jeder Wiederverwendung.

nach Aufbereitung  
wiederverwendbar

Es ist möglich, eine chemothermische Aufbereitung bzw. eine manuelle Wischdesinfektion durchzuführen.

### Multitex® Wipes Standard, fein gelocht

Vliestuchrolle, weiß, 100% PET, für Desinfektion und Reinigung, reißfest, saugstark, fusselarm und einzelverpackt

VE = 6 Rollen

**110 Abrisse** à ca. 24 x 32 cm · Art.-Nr. 11829-24

**100 Abrisse** à ca. 30 x 32 cm · Art.-Nr. 11839-00

### Multitex® Wipes Premium, glatt

Vliestuchrolle, weiß, 100% PET, für Desinfektion und Reinigung, reißfest, saugstark, fusselarm und einzelverpackt

VE = 8 Rollen

**60 Abrisse** à ca. 30 x 32 cm · Art.-Nr. 11830-02

VE = 6 Rollen

**100 Abrisse** à ca. 30 x 32 cm · Art.-Nr. 11840-00

**110 Abrisse** à ca. 24 x 32 cm · Art.-Nr. 11843-00

**100 Abrisse** à ca. 18 x 38 cm · Art.-Nr. 11842-00

JETZT MIT  
TRANSPARENTEM DECKEL  
FÜR BESSERE KONTROLLE  
DES INHALTES



### Wiper Bowl® Safe & Clean Spendereimer

aus Kunststoff, wiederverschließ- und -verwendbar, VE = 1 Eimer

**eckig**, passend für Art. 11829-24, 11830-02, 11839-00, 11840-00, 11843-00, Höhe ca. 20 cm · Art.-Nr. 60995-00

**rund**, passend für Art. 11829-24, 11830-02, 11839-00, 11840-00, 11842-00, 11843-00, Höhe ca. 21 cm, ca. 21 cm Ø · Art.-Nr. 60997-00

### Wandhalterung mit Schloss

für Spendereimer Art.-Nr. 60997-00 · Art.-Nr. 60092-01  
für Spendereimer Art.-Nr. 60995-00 · Art.-Nr. 60087-00

Tests mit verschiedenen Desinfektionsmitteln bei unabhängigen Prüfinstituten konnten bestätigen, dass es mit **Multitex® Wipes** nicht zu einer Beeinträchtigung der Desinfektionswirksamkeit kommt. Die Desinfektionsleistung ist auch nach einer Standzeit, abhängig vom verwendeten Desinfektionsmittel, von **4 Wochen (28 Tage)** bzw. **6 Wochen (42 Tage)** gewährleistet.

# ... jetzt auch als Einmaleimer!



## Jetzt neu für Hochrisikobereiche:

### **Einmal-Tuchspendersystem** für die Flächendesinfektion in besonders sensiblen Bereichen

In Bereichen mit besonders hohem Infektionsrisiko muss die Verkeimungsgefahr so gering wie möglich gehalten werden. Aus diesem Grund sollten hier keine wiederaufbereiteten Spendereimer eingesetzt werden. Um das etwaige Verkeimungsrisiko bei der Wiederaufbereitung sicher zu minimieren, bietet die ZVG das bewährte Tuchspendersystem **Wiper Bowl® Safe & Clean** nun auch als Einmal-System an.

Der Tuchspender (Eimer und Deckel) wird nach Entnahme aller Tücher bzw. nach **4 Wochen (28 Tage)** bzw. **6 Wochen (42 Tage)** verworfen.

**Eine Aufbereitung dieses Tuchspenders ist nicht vorgesehen. Die Entsorgung von Eimer und Deckel ist aus hygienischen Gründen erforderlich.**



**Hyg Med 39. Jahrgang 2014 – Mitteilung 9/2014:**

Die Desinfektionsmittelkommission beim VAH empfiehlt, Tuchspendersysteme, die wiederaufbereitet werden müssen – mit Ausnahme von alkoholischen Mitteln – nicht in Bereichen mit besonderen Infektionsrisiken einzusetzen. Das Gleiche gilt auch, wenn nur deren Verschlussvorrichtungen (Deckel) wiederaufzubereiten sind.

**Multitex® Wipes mit Einmal-Tuchspendersystem**  
Vliestuchrolle, 100% PET, für Desinfektion und Reinigung, reißfest, saugstark, fusselarm und einzelverpackt

**Standard, fein gelocht**

Rolle groß, 100 Abrisse à ca. 30 x 32 cm

VE = 4 Einwegeimer, mit Rolle bestückt · Art.-Nr. 11939-00

**Premium, glatt**

Rolle groß, 100 Abrisse à ca. 30 x 32 cm

VE = 4 Einwegeimer, mit Rolle bestückt · Art.-Nr. 11940-00

**Premium, glatt**

Rolle groß, 110 Abrisse à ca. 24 x 32 cm

VE = 4 Einwegeimer, mit Rolle bestückt · Art.-Nr. 11943-00

**Wandhalterung mit Schloss** · Art.-Nr. 60092-01

**JETZT AUCH ALS EINMALEIMER FÜR HOCHRISIKOBEREICHE**



## Saugstarke Mehrzwecktücher für die Pflege



### **Multizell® Mehrzwecktücher**, naturfarben

Die **Multizell® Tücher** eignen sich hervorragend für den universellen Einsatz im pflegenden Bereich – sei es bei der Alten- und Säuglingspflege oder bei der Reinigung von verschmutzten Liegen z. B. nach einer Massage.

Die Tücher aus 100% Recycling-Material sind fusselfarm, extrem saugfähig und besonders nassfest. Durch die praktische Einzelblattentnahme sind die umweltfreundlichen **Multizell® Tücher** darüber hinaus deutlich wirtschaftlicher im Verbrauch als herkömmlicher Lagenzellstoff.

3-lagig, ca. 27 x 32 cm, VE = ca. 1.000 Tücher (20 x 50) · Art.-Nr. 10440

4-lagig, ca. 27 x 32 cm, VE = ca. 1.000 Tücher (20 x 50) · Art.-Nr. 10333



### **Multisoft® Air Plus**, weiß

Die weichen und besonders saugstarken Tücher aus Airlaid Material (100 % Zellstoff) eignen sich ideal für die Alten- und Säuglingspflege.

Die robusten **Multisoft® Air Plus** Tücher sind auswringbar und für viele Wischvorgänge verwendbar.

### **Zellvliesetücher**

ca. 27 x 32 cm, VE = ca. 1.000 Tücher (20 x 50) · Art.-Nr. 10102



### **Multitex® Pflegetücher**, weiß

Die strapazierfähigen Viskose-Tücher eignen sich als Wisch- und Waschtücher im Hygiene-Bereich bei der Alten- und Säuglingspflege. Durch ihre hohe Strapazierfähigkeit sind sie z. B. ideal zum Abwischen von Moorpackungen, stark haftenden Cremes etc., zur feuchten und trockenen Reinigung. Sie sind fusselfarm, weich, voluminös und saugstark.

### **Pflegetücher**

ca. 38 x 34 cm, VE = 400 Tücher (10 x 40) · Art.-Nr. 10149

+++ neu +++ neu +++ neu +++ neu +++ neu +++ neu +++ neu +++ neu +++ neu +++ neu +++ neu +++ neu +++

## Für Notfälle, Hilfs- und Rettungseinsätze



### **Einmaldecken**

aus körperfreundlichem PP-Material, mit Zellstoffwatte gefüllt, 5-lagig, einzeln verpackt

110 x 190 cm, naturweiß, 200 g, **VE = 50 Stück** · Art.-Nr. 12620

aus PP-Material mit Polyester gefüllt, blau, einzeln verpackt

110 x 190 cm, 300 g, **VE = 30 Stück** · Art.-Nr. 12730

110 x 190 cm, 400 g, **VE = 25 Stück** · Art.-Nr. 12740

110 x 190 cm, 500 g, **VE = 20 Stück** · Art.-Nr. 12750

**KLEINE VERPACKUNGEN = LEICHTES HANDLING**

## Saugstark und feuchteundurchlässig!

### Unisan® Care Lätzchen für Erwachsene

- Verbindung aus Tissue und PE-Folie
- mit Bändchen zum Binden
- mit umstülpbarer Auffangtasche/Krümeltasche

Die Lätzchen für Erwachsene verhindern das Verschmutzen der Kleidung während des Essens. Die Krümeltasche fängt heruntergefallene Speisereste verlässlich auf. Die Lätzchen sind leicht zu binden und unkompliziert zu verwenden.

ca. 36 x 65 cm, VE = 500 Stück (10 x 50) • Art.-Nr. 12515



## Einweg-Waschhandschuhe

### Unisan® Waschhandschuhe

sehr saugfähig und weich, mit besonders großer Eingriffslasche, weiß.

Die Waschhandschuhe der **Unisan®**-Reihen **Comfort** und **Economy** sind aus Airlaid gefertigt. Für die Pflege von Babys und Patienten mit empfindlicher Haut ist die samtweiche **DeLuxe**-Variante aus Vlies (Molton) bestens geeignet.



### Unisan® Vlies-Waschhandschuh

ca. 15,5 x 23 cm, weißes Vlies

VE = 1.500 Stück (15 x 100)

• Art.-Nr. 12101

### Unisan® Economy

ca. 15,5 x 23 cm, geprägtes, weißes Airlaid

Typ 60, VE = 1.000 Stück (20 x 50)

• Art.-Nr. 12104

### Unisan® Comfort

ca. 15,5 x 23 cm, geprägtes, weißes Airlaid

Typ 80, VE = 500 Stück (10 x 50)

• Art.-Nr. 12103

### Unisan® DeLuxe

ca. 15,5 x 23 cm, weißes Nadelvlies

Typ 75, VE = 1.000 Stück (20 x 50)

• Art.-Nr. 12102



### Multisoft® Care Hautreinigungs- und Pflegeschaum

für schnelle, schonende Reinigung und Pflege bei Inkontinenz, Anus Praeter ... Das hautregenerierende Pflegeprodukt ist dermatologisch geprüft und insbesondere für bettlägerige Patienten geeignet.

Aerosolflasche, 500 ml

VE = 6 Flaschen • Art.-Nr. 50229-005



## zetBox® – mit nur einem Griff stets zur Hand



Die 2-lagigen Tücher aus reinem Tissue sind extra weich und hautfreundlich, fusselarm, saugstark und chemisch neutral. **zetBox®** ist für den universellen Einsatz in Labor und Praxis bestens geeignet. Die praktische Zupfbox enthält 150 weiche Tücher.

**zetBox®**

ca. 150 Tücher à ca. 21 x 22 cm, VE = 30 Boxen • Art.-Nr. 16515

## Die weichen und nassfesten Unisan® Tissues

... mit der riesigen Saugkraft für den hygienischen Einsatz

**Unisan® Schutzlaken** und **Tragelaken** sowie **Nässeschutzservietten** bieten in den Bereichen Krankentransport sowie der Alten- und Säuglingspflege einen hygienischen Schutz. Das Kontaminationsrisiko wird durch eine undurchlässige Folienunterseite minimiert und das darunter befindliche Material wird vor Verschmutzung und Verkeimung geschützt.



### Unisan® Protect Nässeschutzservietten

- Verbindung aus Tissue und PE-Folie
- feuchteundurchlässig und saugstark

ca. 38 x 40 cm

VE = 1.000 (10 x 100) Stück · Art.-Nr. 12510



### Unisan® Economy Schutzunterlagen

- Verbindung aus Tissue und PE-Folie
- mit eingearbeiteten PP-Fäden zur Verstärkung des Materials

#### 8-fach verstärkt

ca. 75 x 210 cm

VE = 200 Stück · Art.-Nr. 12524

ca. 75 x 175 cm

VE = 200 Stück · Art.-Nr. 12523

ca. 75 x 140 cm

VE = 200 Stück · Art.-Nr. 12522

ca. 75 x 90 cm

VE = 200 Stück · Art.-Nr. 12521

#### 20-fach verstärkt

ca. 100 x 200 cm

VE = 150 Stück · Art.-Nr. 12529

ca. 80 x 210 cm, mit Auslaufsperr

VE = 200 Stück · Art.-Nr. 12554



### Unisan® Comfort Plus Schutzlaken

- Verbindung aus 2-lagigem Tissue und PE-Folie
- extrem saugfähig mit Auslaufsperr
- 48 in Längsrichtung eingearbeitete PP-Fäden zur Verstärkung des Materials

ca. 80 x 210 cm


VE = 125 Stück · Art.-Nr. 12534

ca. 80 x 175 cm

VE = 125 Stück · Art.-Nr. 12533

ca. 80 x 140 cm

VE = 150 Stück · Art.-Nr. 12532



### Unisan® Nässeschutzrollen

- hoher Kontaminationsschutz
- flüssigkeitsundurchlässig
- perforiert

ca. 0,5 x 150 m

VE = 6 Rollen · Art. 12425



## Hygienisch und wirtschaftlich



### Liegenabdeckungsrollen in Tissuequalität, weiß, 2- und 3-lagig

weich und saugfähig, das Material klebt nicht an der Haut, wirtschaftlicher Verbrauch durch Perforation, ca. 50 lfm.

#### 2-lagig, Breite ca. 39 cm

VE = 9 Rollen · Art.-Nr. 12224

#### 2-lagig, Breite ca. 50 cm

VE = 9 Rollen · Art.-Nr. 12225

#### 2-lagig, Breite ca. 55 cm

VE = 9 Rollen · Art.-Nr. 12255

#### 2-lagig, Breite ca. 59 cm

VE = 9 Rollen · Art.-Nr. 12226

#### 3-lagig, Breite ca. 39 cm

VE = 6 Rollen · Art.-Nr. 12334

#### 3-lagig, Breite ca. 50 cm

VE = 6 Rollen · Art.-Nr. 12335

#### 3-lagig, Breite ca. 59 cm

VE = 6 Rollen · Art.-Nr. 12336

auch in 100 m und 150 m lieferbar.



### Liegenabdeckungsrollenhalter

für Liegen- und Wandmontage, für **39 bis 60 cm Rollenbreite**, VE = 1 Stück · Art.-Nr. 60900

## Wischtücher für universelle Einsätze

Wenn effektiv und kostengünstig kleine wie grobe Verschmutzungen entfernt werden müssen, sind diese ZVG-Produkte erste Wahl.

### Farbige Vlies-Allzwecktücher

kommen nicht nur in der Küche und im Bad, sondern überall da zum Einsatz, wo große Flüssigkeitsmengen schnell aufgenommen werden müssen.

**Tücher à 38 x 38 cm**, VE = 200 Tücher (20 x 10) im Karton

**grün** · Art.-Nr. 10006-00

**rosa** · Art.-Nr. 10008-00

**gelb** · Art.-Nr. 10009-00

**blau** · Art.-Nr. 10010-00

### Praktitex® Pro Mikrofaser-tücher

ca. **40 x 40 cm**, mit Saumverstärkung, VE = 10 Stück

**blau** · Art.-Nr. 10291-01

**gelb** · Art.-Nr. 10292-01

**grün** · Art.-Nr. 10293-01

**rosa** · Art.-Nr. 10294-01



## Immer griffbereit

Einweg-Handschuhe aus dem **zetDress®**-Sortiment erfüllen höchste Ansprüche an Sicherheit und Tragekomfort. So sind Sie immer auf der „sicheren Seite“.

Puderfrei\*, 100 Stück je Box,  
VE = 1.000 Stück (10 x 100)



### Vinylhandschuhe

**Größe S (6-7)** · Art.-Nr. 80558-00

**Größe M (7-8)** · Art.-Nr. 80558-01

**Größe L (8-9)** · Art.-Nr. 80558-02

**Größe XL (9-10)** · Art.-Nr. 80558-03

### Latexhandschuhe

**Größe S (6-7)** · Art.-Nr. 80559-00

**Größe M (7-8)** · Art.-Nr. 80559-01

**Größe L (8-9)** · Art.-Nr. 80559-02

**Größe XL (9-10)** · Art.-Nr. 80559-03

### Nitrilhandschuhe, blau

**Größe S (6-7)** · Art.-Nr. 80580-00

**Größe M (7-8)** · Art.-Nr. 80580-01

**Größe L (8-9)** · Art.-Nr. 80580-02

**Größe XL (9-10)** · Art.-Nr. 80580-03

\*leicht gepudert auf Anfrage



**zetZubehör** Reinigungszubehör/Maleten  
**zetMatic** Spendersysteme  
**zetMedica** Pflegebedarf  
**zetClean** Reinigungs- und Pflegemittel  
**zetGigant** Toilethygiene  
**zetRoll** Handtuchrollen-Systeme  
**zetForm** Falldüch-Systeme  
**zetSorb** Ölsaugtücher  
**zetPutz** Putzmittel/Putzmittel  
**zetMask** Einweg-Atemschutzmasken  
**zetDress** Einweg-Schutzkleidung

## Die Gesundheit kann aufatmen ...

Nach neuem Standard EN 149:2001+A1:2009 (CE 0086) geprüfte Partikelfiltermasken aus dem **zetMask® Standard plus-** und **Komfort-Programm**. Die **Feinstaubfiltermasken** mit hoher Filterkapazität, geringem Atemwiderstand, hohem Tragekomfort sind hygienisch einzeln verpackt.

### zetMask® Standard plus

#### FFP2 NR D mit Ausatemventil

gegen Partikel mindergiftiger und gesundheitsgefährdender Stoffe, VE = 240 Stück (12 Spenderboxen à 20 Stück) · Art.-Nr. 30931-01

#### FFP2 NR D ohne Ausatemventil

gegen Partikel mindergiftiger und gesundheitsgefährdender Stoffe, VE = 240 Stück (12 Spenderboxen à 20 Stück) · Art.-Nr. 30936-01

#### FFP3 NR D mit Ausatemventil

gegen giftige Stoffe, wie Sporen, Bakterien etc., VE = 240 Stück (12 Spenderboxen à 20 Stück) · Art.-Nr. 30932-01

#### FFP3 NR D ohne Ausatemventil

gegen giftige Stoffe, wie Sporen, Bakterien etc., VE = 240 Stück (12 Spenderboxen à 20 Stück) · Art.-Nr. 30933-01



### zetMask® Komfort

#### FFP2 R D ohne Ausatemventil

gegen Partikel mindergiftiger Substanzen, VE = 200 Stück (10 Spenderboxen à 20 Stück) · Art.-Nr. 30941-01

#### FFP2 R D mit Ausatemventil

gegen Partikel mindergiftiger Substanzen, VE = 150 Stück (10 Spenderboxen à 15 Stück) · Art.-Nr. 30943-01

#### FFP3 R D mit Ausatemventil

gegen giftige Stoffe, wie Sporen, Bakterien etc., VE = 150 Stück (10 Spenderboxen à 15 Stück) · Art.-Nr. 30953-01



Alle Masken des Komfort-Programms haben den 120 mg Aufnahmetest bestanden.  
 NR = einmalig verwendbar (non reusable) · R = mehrmalig verwendbar (reusable)  
 D = Dolomite Test bestanden

## Persönliche Schutzausrüstung



### Infektionsschutz-Set

Persönliche Schutzausrüstung für den Einsatz in der Chemischen Industrie und im Katastrophenschutz. Alle Bestandteile entsprechen den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Katastrophenmedizin e.V.

#### Bestandteile:

- **1 Overall secutex® SL**  
gem. Kategorie III, Typ 4B, 5B, 6B, Gr. 5 (XXL) (mit Virenschutzprüfung nach EU Norm 14126)
  - **1 Atemschutzmaske FF P3**  
mit Ausatemventil, gem. EN 149:2001
  - **1 Paar Überziehschuhe PE**, blau
  - **2 Paar Nitrilhandschuhe**, Gr. L (extra lang)
  - **1 Schutzbrille**, mit indirekter Belüftung, beschlagfrei
  - **1 Entsorgungsbeutel** (Abfallgruppe C), mit Aufdruck/ Etikett
- im Wiederverschlussbeutel,  
 VE = 20 Sets · Art.-Nr. 30256-00



**ZVG Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG**  
**Zentrale**  
 Urbacher Straße 4+5  
 D-53842 Troisdorf  
 Tel.: +49 (0)2241 484-0  
 Fax: +49 (0)2241 484-29  
[info@zvg-troisdorf.de](mailto:info@zvg-troisdorf.de)  
[www.zvg-troisdorf.de](http://www.zvg-troisdorf.de)

**ZVG Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG**  
**Niederlassung Süd**  
 Gröninger Weg 7  
 D-74379 Ingersheim  
 Tel.: +49 (0)7142 9123-0  
 Fax: +49 (0)7142 779131  
[info@zvg-gmbh.de](mailto:info@zvg-gmbh.de)  
[www.zvg-troisdorf.de](http://www.zvg-troisdorf.de)

**ZVG Zellstoffvertrieb Sachsen GmbH**  
 Gewerbering Nord 24  
 D-01900 Großbrösrdorf/OT Bretinig  
 Tel.: +49 (0)35955 831-0  
 Fax: +49 (0)35955 447-17  
[info@zvg-sachsen-gmbh.de](mailto:info@zvg-sachsen-gmbh.de)  
[www.zvg-sachsen-gmbh.de](http://www.zvg-sachsen-gmbh.de)

